

## БИОСОВМЕСТИМЫЙ ЖИДКИЙ

Изготовлено из биосовместимого сырья



Легко моется и обеспечивает максимальную точность при минимальном времени печати



## СЕРТИФИКАЦИЯ

Биосовместимость подтверждена в независимых лабораториях. Материал прошел все тесты согласно ГОСТ Р ИСО 10993 и получил РУ № РЗН 2020/12007 от 22.09.2020



## БЕЗОПАСНЫЙ

Смола не содержит растворителей, летучих мономеров и раздражающих соединений

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Российский производитель
- Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 2020/12007
  - Собственный отдел R&D
- Техническая поддержка по всему миру
  - Быстрая доставка
- Представительство и склад в Европе (Латвия)
  - Широкий ассортимент высококачественных материалов для 3D-печати

НАШИ ПРОФИЛИ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

harzlabs



ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ  
С СООБЩЕСТВОМ HARZ LABS:

t.me/harzlabs  
facebook.com/groups/harzlabsdental



www.harzlabs.ru  
info@harzlabs.ru















HARZ Labs  
MATERIALS FOR 3D PRINTING



ФОТОПОЛИМЕРЫ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

harzlabs.ru

## ФОТОПОЛИМЕРЫ ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ 3D-ПРИНТЕРОВ

Тип	Технология	Цвет	Описание
Dental Model	LCD/DLP, SLA/ Form2	 Персиковый, бежевый, костный	Для диагностических и мастер моделей. Прочный материал с матовой поверхностью, рекомендован для термоформовки элайнеров
Dental Yellow Clear	LCD/DLP	 Жёлтый полупрозрачный	Для хирургических шаблонов. Прозрачный, точный, прочный полимер
Dental Yellow Clear Pro	LCD/DLP	 Жёлтый полупрозрачный	Для автоклавируемых хирургических шаблонов. Прозрачный, точный, прочный полимер
Dental Sand	LCD/DLP, SLA/ Form2	 Bleach, A1-A2, A3	Для временных мостов и коронок, а также зубов временных съёмных протезов. Очень прочный и безопасный материал, цветот A1-A2, A3 и Bleach
Dental Pink	LCD/DLP	 Розовый	Для базисов временных съёмных протезов. Фотополимер розового цвета, прочный, глянцевый и устойчивый к деформациям
Dental Cast	LCD/DLP, SLA/ Form2	 Вишневый полупрозрачный	Беззольный полимер для выжигаемых моделей. Выжигается в шоковых циклах для получения высококачественных отливок
Dental Clear	LCD/DLP, SLA/ Form2	 Прозрачный	Для прозрачных моделей, таких как каппы, сплинты и хирургические шаблоны. Точный, прозрачный, очень жесткий и твердый
Dental Tray	LCD/DLP	 Синий полупрозрачный	Для индивидуальных слепочных ложек. Быстрая печать благодаря слою до 200 мкм
Dental RO	LCD/DLP	 Слоновая кость	Рентгеноконтрастный полимер для КТ-шаблонов для облегчения последующего совмещения отсканированной челюсти и компьютерной томографии
Dental Soft Pink	LCD/DLP	 Розовый	Для десневых масок. Хорошая гибкость и мягкость, необходимые для имитации реального поведения десны
Dental IBT	LCD/DLP	 Прозрачный	Для капп для непрямого позиционирования брекетов. Лёгкая установка и снятие в полости рта пациента
Dental Splint Soft	LCD/DLP	 Фиолетовый полупрозрачный	Для гибких моделей сплинтов и капп, обладающих высокими требованиями к прочности, удлинению и изгибу

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Dental Peach PRO для Structo	 Персиковый	Для печати диагностических и мастер моделей на 3D-принтерах Structo. Прочный материал с матовой поверхностью, рекомендован для термоформовки элайнеров
Dental Model 355nm	 Белый	Для печати диагностических и мастер моделей на принтерах, работающих на длине волны 355nm. Прочный материал с матовой поверхностью, рекомендован для термоформовки элайнеров

## ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ:

